

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ndufa4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000483

Número de artículo: CM0020849



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NDUFA4 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NDUFA4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MLRQ; CI-9k; COXFA4; MISTR1; MRCAF1; CI-MLRQ; MC4DN21; NDUFA4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4697
GeneID	4697
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-81 del NDUFA4 humano (NP_002480.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000483
Peso Proteico	9kDa
Envío	Bolsa de hielo