


Ndufb2 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - 095178

Número de artículo: CM0028220



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NDUFB2 humano, una subunidad accesoria del Complejo I. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUFB2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	AGGG; CI-AGGG; NDUFB2
Especie	Humano
GeneID (humano)	4708
GeneID	4708
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-105 de NDUFB2 humano (NP_004537.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95178
Peso proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo