

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ndufb5 Para Wb, Elisa - O43674

Número de artículo: CM0029429



Introducción

NDUFB5 Rabbit pAb detecta la NDUFB5 humana, una subunidad accesoria del Complejo I mitocondrial, con reactividad cruzada con ratón y rata. Validado para WB y ELISA. Ideal para investigación de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NDUFB5 Rabbit pAb
Notas/Alias	SGDH; CISGDH; NDUFB5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4711
ID del gen	4711
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-189 de la NDUFB5 humana (NP_002483.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43674
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo