

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ndufs4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43181

Número de artículo: CM0025220



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NDUF54 validado para WB, IHC-P y ELISA. Se dirige a la subunidad de 20 kDa del Complejo I mitocondrial. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de la cadena respiratoria y enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo NDUF54
Observaciones/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4724
GeneID	4724
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-175 de NDUF54 humano (NP_002486.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43181
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo