

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Neurofilamento H Para Wb - P12036

Número de artículo: CM0006828

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Neurofilamento H (NFH) humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación neuronal y estudios de enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Neurofilamento H
Observaciones/Alias	NFH; CMT2CC; Neurofilamento H
Especie	Humano
ID del Gen	4744
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 873-1020 del Neurofilamento H humano. (NP_066554.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12036
Peso Molecular	112kDa
Envío	Bolsa de hielo