

Mab De Conejo Contra Neurofilamento M Para Wb, If/Icc, Elisa - P07197

Número de artículo: CM0002712

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Neurofilamento M humano (NFM, NEF3, Neurofilamento 3). Validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Ideal para el estudio del citoesqueleto neuronal y la organización de neurofilamentos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Neurofilamento M
Notas/Alias	NFM; NEF3; NF-M; Neurofilamento M
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4741
GeneID	4741
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 600-700 de Neurofilamento M humano (P07197).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07197
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo