

Neurog1 Pab De Conejo - Q92886

Número de artículo: CM0025902

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NEUROG1 validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Se dirige a un regulador transcripcional de 26 kDa involucrado en la diferenciación neuronal. Solo para uso investigativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NEUROG1 pAb de conejo
Abreviaturas / Alias	AKA; ngn1; Math4C; bHLHa6; NEUROD3; NEUROG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4762
GeneID	4762
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-237 de NEUROG1 humana (Q92886)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92886
Peso molecular de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo