


Anticuerpo Monoclonal De Ratón Contra Nf-Kb P65/Rela Para Wb Y Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0003843



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón de alta calidad contra NF-κB p65/RelA humana (SWISS Q04206) validado para Western blot y ELISA. Apto para muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en inflamación e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de ratón contra NF-κB p65/RelA
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-κB p65/RelA
Especie	Humana
GeneID (Humana)	5970
GeneID	5970
Inmunógeno	Proteína recombinante de NF-κB p65 humana
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q04206
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo