

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Nf-Kb P65/Rela - Q04206

Número de artículo: CM0020593



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la subunidad p65/RelA de NF-kB, validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con especies humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de inflamación, inmunidad y regulación transcripcional. - Q04206

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NF-kB p65/RelA
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Especie	Humana
GeneID (humano)	5970
GeneID	5970
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-550 de NF-kB p65/RelA humano (NP_068810.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q04206
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo