


Pab Policlonal De Conejo Contra Nf-Kb2 - Anticuerpo Policlonal Para Wb, If/Icc, Elisa - Q00653

Número de artículo: CM0015368



Introducción

El anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra NF-κB2 detecta las subunidades p100/p52 en WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para investigación de la vía de NF-κB, respuesta inmune y estudios de inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NF-κB2
Observaciones/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4791
GeneID	4791
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 690-899 de la NF-κB2 humana (NP_002493.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q00653
Peso de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo