


Anticuerpo Policlonal De Conejo Nf-Kb2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Número de artículo: CM0026282



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al NF-κB2/p100/p52 humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización NF-kappa-B, la inflamación y la inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	NF-κB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4791
ID de Gen	4791
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 690-899 del NF-κB2 humano (NP_002493.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00653
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo