

Nfasc Conejo Pab - 094856

Número de artículo: CM0030834



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Neurofascina (NFASC) humana, una proteína de adhesión celular de 150kDa. Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia sobre extensión de neuritas, guía axonal y mielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFASC Conejo pAb
Observaciones/Alias	NF; NRCAML; NEDCPMD; NFASC
Especie	Humano
GeneID (humano)	23114
GeneID	23114
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	094856
Peso Proteico	150kDa
Envío	Bolsa de hielo