


Nfatc2 Conejo Pab - Q13469

Número de artículo: CM0030417



Introducción

NFATC2 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal generado contra la proteína recombinante humana NFATC2, adecuado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta NFATC2 (100 kDa) en muestras humanas, de ratón y de rata, y es ideal para estudiar la señalización NFAT en la activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFATC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	JCOSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4773
GeneID	4773
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de NFATC2 humano (NP_775114.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13469
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo