

Anticuerpo Pab De Conejo Anti-Nfatc4 Para Wb Y Elisa - Q14934

Número de artículo: CM0024542



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que targeting NFATC4 (NFAT3), validado para Western blot y ELISA. Detecta NFATC4 humano y de ratón, un factor de transcripción implicado en el desarrollo inmune, cardíaco y neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NFATC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NFAT3; NF-AT3; NF-ATC4; NFATC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4776
GeneID	4776
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 560-710 del NFATC4 humano (NP_004545.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14934
Peso proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo