


Anticuerpo Policlonal De Conejo Nfkb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19838

Número de artículo: CM0026003



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NFKB1 (P19838) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige al precursor p105 y a la subunidad p50 de NF- κ B, reguladores clave de las respuestas inmunes e inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NFKB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KBF1; EBP-1; NF- κ B; CVID12; NF- κ B1; NFKB-p50; NF κ ppaB; NF- κ ppaB; NFKB-p105; NF- κ ppa-B1; NF- κ ppabeta; NFKB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4790
GeneID	4790
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 41-365 del NFKB1 humano (NP_001158884.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo