

Mab De Conejo Contra Nfya Para Wb, Ip, Ihc-P, Chip Y Elisa - P23511

Número de artículo: CM0011041



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra NFYA (NF-YA), validado para WB, IP, IHC-P, ChIP y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de transcripción y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra NFYA
Observaciones/Alias	HAP2; CBF-A; CBF-B; NF-YA
Especie	Humana
ID del gen (humano)	4800
ID del gen	4800
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 262-332 de NFYA humano (NP_002496.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P23511
Peso de la proteína	34 kDa/37 kDa
Envío	Bolsa de hielo