

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ngef Para Wb, If/Icc - Q8N5V2

Número de artículo: CM0021217

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NGEF validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Detecta niveles endógenos de Ephexina-1 (NGEF) en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de guiado axonal y neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NGEF pAb de conejo
Observaciones/Alias	EPHEXIN; ARHGEF27; NGEF
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	25791
ID del gen	25791
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 429-710 de la NGEF humana (NP_062824.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N5V2
Peso de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo