

Anticuerpo Policlonal De Conejo Nitro-Tirosina Para Wb, Elisa

Número de artículo: CM0000011

Introducción

Descubra el Anticuerpo Policlonal de Conejo Nitro-Tirosina, validado para WB y ELISA, que reconoce modificaciones de nitrotirosina en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Nitro-Tirosina pAb de conejo
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a Nitro-Tirosina
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo