

Nlrp1 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9C000

Número de artículo: CM0019951



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NLRP1 humano (SWISS: Q9C000), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios de inmunidad innata, inflammasoma y piroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NLRP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NAC; JRRP; MSPC; AIADK; CARD7; CIDED; NALP1; SLEV1; DEFCAP; PP1044; VAMAS1; CLR17.1; DEFCAP-L/S; NLRP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22861
GeneID	22861
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1370-1473 de NLRP1 humano (NP_127497.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9C000
Peso proteico	166kDa
Envío	Bolsa de hielo