


Nlrp3 Mab De Conejo - Q8R4B8

Número de artículo: CM0007662



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NLRP3 para muestras de ratón, adecuado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. NLRP3 es un sensor clave del inflamasoma que media la secreción de IL-1 β y la piroptosis. Ideal para investigación en inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NLRP3 mAb de conejo
Observaciones/Alias	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	114548
GeneID	216799
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de NLRP3 de ratón (NP_665826.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8R4B8
Peso de la proteína	118kDa
Envío	Bolsa de hielo