


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrp3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8R4B8

Número de artículo: CM0022503



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NLRP3 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Generado contra los aminoácidos 1-93 de Nlrp3 de ratón. Explore las vías del inflamasoma NLRP3 con esta diana de 118 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NLRP3
Observaciones/alias	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Especie	Ratón
GeneID (humano)	216799
GeneID	216799
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-93 de NLRP3 de ratón (NP_665826.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón y rata
SWISS	Q8R4B8
Peso de la proteína	118 kDa
Envío	Bolsa de hielo