


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrp3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Número de artículo: CM0026163



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NLRP3 de alta calidad para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con NLRP3 de humano, ratón y rata (~118 kDa). Ideal para estudios de activación del inflamasoma, secreción de IL-1 β y trastornos autoinflamatorios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NLRP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
Especie	Humano
ID del gen	114548
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-210 de NLRP3 humano (NP_004886.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96P20
Peso de la proteína	118 kDa
Envío	Bolsa de hielo