


NlrX1 Conejo Pab - Q86Ut6

Número de artículo: CM0026586



Introducción

NLRX1 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IP, ELISA. Detecta una proteína mitocondrial de 108kDa en humano, ratón, rata, y actúa como un regulador negativo de la inmunidad innata antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NLRX1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; NLRX1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79671
ID de Gen	79671
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 87-360 del NLRX1 humano (NP_078894.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86UT6
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo