


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nm23 Para Ihc-P Y Elisa - P15531 / P22392

Número de artículo: CM0023973



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra nm23 humano (NME1/NME2) para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Detecta nm23 humano y de rata. Adecuado para la investigación sobre nucleósido difosfato quinasa, metástasis y motilidad celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | nm23 pAb de Conejo                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; nm23                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                       |
| ID de Gen           | 4830/4831                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-152 del nm23 humano (NP_000260.1/NP_002503.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                     |
| Aplicación          | IHC-P, ELISA                                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                                                                                 |
| SWISS               | P15531/P22392                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 17kDa                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                               |