

Nme1-Nme2 Conejo Pab - Humano Nme1-Nme2

Número de artículo: CM0018492

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la proteína de fusión humana NME1-NME2 (NMELV/NM23-LV). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para el desarrollo de ensayos de diagnóstico y aplicaciones en investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NME1-NME2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NMELV; NM23-LV; NME1-NME2
Especie	Humano
ID del Gen	654364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-267 de la proteína de fusión humana NME1-NME2 (NP_001018146.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo