


Nme4 Rabbit Pab - 000746

Número de artículo: CM0028121



Introducción

NME4 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal contra la NME4 humana, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata, y es de gran utilidad para el estudio de la nucleósido difosfato quinasa mitocondrial y las funciones de transferencia de fosfolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NME4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NDPK-D; NM23H4; nm23-H4; NME4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4833
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-187 de la NME4 humana (NP_005000.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000746
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo