

Pab De Conejo Anti-Yap1-S127 No Fosforilado Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46937

Número de artículo: CM0020946



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce YAP1 no fosforilado en Ser127; validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Esencial para estudios de investigación en señalización Hippo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-YAP1-S127 no fosforilado
Observaciones/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Non-phospho-YAP1-S127
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10413
GeneID	10413
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 de YAP1 humano (NP_001123617.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46937
Peso molecular de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo