


Nop10 Rabbit Pab - Q9Npe3

Número de artículo: CM0021660



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOP10 (subunidad 3 de la ribonucleoproteína H/ACA). Validado para WB y ELISA, reacciona con humanos y ratones. Para investigación sobre biogénesis de ribosomas y mantenimiento de telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOP10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55505
GeneID	55505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-64 de la NOP10 humana (NP_061118.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NPE3
Peso proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo