


Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Nop58 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

Número de artículo: CM0027576



Introducción

Anticuerpo policlonal conejo anti-NOP58 de alta especificidad validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata; ideal para investigación en biogénesis de ribosomas y snoRNP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Policlonal Conejo anti-NOP58
Observaciones/Alias	NOP5; HSPC120; NOP5/NOP58; NOP58
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51602
ID de Gen	51602
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-529 de NOP58 humano (NP_057018.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2X3
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo