

Notch3 Pab De Conejo - Q9Um47

Número de artículo: CM0026607



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOTCH3 para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para investigar la señalización de Notch, la determinación del destino celular y los mecanismos de la enfermedad CADASIL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOTCH3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Especie	Humano
GeneID (humano)	4854
GeneID	4854
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1520-1640 de la NOTCH3 humana (NP_000426.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UM47
Peso de la proteína	244kDa
Envío	Bolsa de hielo