

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nox5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ph1

Número de artículo: CM0026535



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la NOX5 humana, una NADPH oxidasa dependiente de calcio. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para el estudio de la generación de superóxido, la señalización por ROS y la angiogénesis en células endoteliales e inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOX5 Rabbit pAb
Notas/Alias	NOX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79400
GeneID	79400
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 661-765 de la NOX5 humana (NP_078781.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96PH1
Peso de la Proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo