


Pab De Conejo Para Noxa1 Para Wb Y Elisa - Q86Ur1

Número de artículo: CM0014030



Introducción

El pAb de conejo para NOXA1 es un anticuerpo policlonal validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a NOXA1, un activador clave de la oxidasa NADPH en la producción de ROS, que apoya los estudios sobre estrés oxidativo, defensa del huésped y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo para NOXA1
Notas/Alias	p51NOX; NY-CO-31; SDCCAG31; NOXA1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10811
ID del gen	10811
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86UR1
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo