


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Nphp1 Para Wb Y Elisa - O15259

Número de artículo: CM0003835



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo NPHP1 adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce la nefrocistina-1 humana, de ratón y de rata, una proteína de ciliopatía implicada en la nefronoptosis y el desarrollo retinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NPHP1
Observaciones/Alias	NPH1; JBTS4; SLSN1; NPHP1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	4867
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 463-732 de NPHP1 humano (NP_997064.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15259
Peso Molecular de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo