

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Npm1 (B23, Npm) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06748

Número de artículo: CM0020671



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NPM1 humano (nucleofosmina, B23). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de ratón y rata. Para investigación sobre la biogénesis de ribosomas, la duplicación de centrosomas y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NPM1
Observaciones/Alias	B23, NPM, NPM1
Especie	Humana
GeneID (humano)	4869
GeneID	4869
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 9-122 de NPM1 humano (NP_002511.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P06748
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo