


Nppa Pab De Conejo - P01160

Número de artículo: CM0023410



Introducción

NPPA pAb de conejo es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF-P y ELISA. Reconocer el NPPA humano (ANP) y presenta reactividad cruzada con ratón y rata, siendo ideal para la investigación cardiovascular y renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NPPA pAb de conejo
Notas/Alias	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4878
GeneID	4878
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-151 de la NPPA humana (NP_006154.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01160
Peso proteico	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo