


Npr3 Pab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P17342

Número de artículo: CM0024259



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NPR3 humano (receptor de clearance de péptidos natriuréticos). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar vías de señalización de biología cardiovascular y ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NPR3 pAb de conejo
Notas/Alias	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4883
ID del gen	4883
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-480 de NPR3 humano (NP_001191304.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17342
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo