

## Npy Mab De Conejo Para Western Blot, Inmunofluorescencia, Inmunohistoquímica, Elisa - P01303

Número de artículo: CM0004475



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NPY para WB, IF, IHC, ELISA. Detecta el Neuropeptido Y (PYY4) humano, de ratón y de rata. Perfecto para investigación en neurobiología y metabolismo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                          |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | NPY mAb de conejo                              |
| Observaciones/Alias | PYY4                                           |
| Especie             | Humano                                         |
| GeneID (Humano)     | 4852                                           |
| GeneID              | 4852                                           |
| Inmunógeno          | Un péptido sintetizado derivado del NPY humano |
| Origen              | Conejo                                         |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                       |
| Aplicación          | WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA                   |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                            |
| SWISS               | P01303                                         |
| Peso de la Proteína | 11 kDa                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                 |