


Anticuerpo Pab De Conejo Anti-Nr5A2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 000482

Número de artículo: CM0027438



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NR5A2 humano (LRH-1/FTF). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación sobre el metabolismo del colesterol, el desarrollo embrionario y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NR5A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B1F; CPF; FTF; B1F2; LRH1; LRH-1; FTZ-F1; hB1F-2; FTZ-F1beta; NR5A2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-541 del NR5A2 humano (NP_995582.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00482
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo