

Pab De Conejo Contra Nrn1L Para Wb, Elisa - Q496H8

Número de artículo: CM0021877

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NRN1L (pAb) para WB y ELISA, validado en humanos, ratones y ratas. Anticuerpo contra la proteína similar a neuritina de 18 kDa para investigaciones de la membrana celular y el anclaje GPI.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra NRN1L
Observaciones/Alias	UNQ2446; cpg15-2; MRCC2446; NRN1L
Especie	Humano
ID del gen (humano)	123904
ID del gen	123904
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-139 de NRN1L humano (Q496H8)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q496H8
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo