


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ntan1 Para Wb Y Elisa - Q96Ab6

Número de artículo: CM0013366



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NTAN1 humano (PNAA/PNAD), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la degradación de proteínas por la regla del N-terminal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NTAN1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PNAA; PNAD; NTAN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	123803
GeneID	123803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-310 de NTAN1 humano (NP_775745.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96AB6
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo