


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ntf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Número de artículo: CM0014202



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NTF3 validado para Western blot (WB), IHC-P y ELISA. Reconoce la neurotrofina 3 humana y de ratón, un factor de crecimiento secretado esencial para la supervivencia de las neuronas sensoriales. Ideal para investigación en neurociencia y desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NTF3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
Especie	Humana
GeneID (Humano)	4908
GeneID	4908
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-257 de NTF3 humana (NP_002518.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20783
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo