


Nthl1 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P78549

Número de artículo: CM0029716



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NTHL1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta una proteína de 34 kDa, ideal para la investigación de la reparación por escisión de bases y el daño oxidativo del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NTHL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1; NTHL1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4913
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de NTHL1 humano (NP_002519.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78549
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo