

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ntn5 Para Wb Y Elisa - Q8Wtr8

Número de artículo: CM0016633

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NTN5 validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la netrina-5, una proteína secretada esencial para la posicionamiento de las neuronas motoras. Detecta una banda de ~53 kDa. Q8WTR8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NTN5
Observaciones/Alias	NTN5; netrina-5
Especie	Humano
GeneID	126147 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-489 de la NTN5 humana (NP_665806.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WTR8
Peso molecular de la proteína	53kDa
Envío	Bolsa de hielo