

Nup107 Conejo Mab - P57740

Número de artículo: CM0002687



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Nup107 para aplicaciones de Western Blot y ELISA. Reconoce Nup107 humano, una proteína del complejo del poro nuclear de 106 kDa esencial para el ensamblaje del NPC. Ideal para investigación en biología celular y nefrogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Nup107 Conejo mAb
Observaciones/Alias	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; Nup107
Especies	Humano
GeneID (Humano)	57122
GeneID	57122
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de Nup107 humano (P57740)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P57740
Peso Proteico	106 kDa
Envío	Bolsa de hielo