

Nup133 Pab De Conejo - Q8Wum0

Número de artículo: CM0026510



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NUP133 para WB y ELISA. Detecta la proteína humana NUP133, una nucleoporina de 129 kDa implicada en la exportación de ARNm y la nefrogénesis. Ideal para investigación sobre complejos de poro nuclear y desarrollo renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUP133 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GAMOS8; NPHS18; hNUP133; NUP133
Especie	Humana
GeneID (humano)	55746
GeneID	55746
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 730-930 de la NUP133 humana (NP_060700.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8WUM0
Peso de la proteína	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo