

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Nup153 Para Wb Y Elisa - P49790

Número de artículo: CM0029568



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NUP153 humano, una proteína del complejo del poro nuclear. Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio del transporte nucleocitoplasmático y los mecanismos de integración viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUP153 Rabbit pAb
Anotaciones / Alias	N153; HNUP153; NUP153
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9972
GeneID	9972
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 350-450 de NUP153 humano (NP_005115.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49790
Peso molecular de la proteína	154kDa
Envío	Bolsa de hielo