

Anticuerpo Policlonal De Conejo Nup160 Para Wb, Elisa - Q12769

Número de artículo: CM0014259



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NUP160 validado para WB y ELISA. Se dirige a la proteína del complejo del poro nuclear humano Nup160 (162kDa), un componente clave del complejo del poro nuclear implicado en la exportación de ARNm. Adecuado para la investigación del transporte nucleocitoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUP160 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NPHS19; NUP160
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	23279
ID de gen	23279
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-150 del NUP160 humano (NP_056046.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q12769
Peso proteico	162kDa
Envío	Bolsa de hielo