


Anticuerpo Policlonal De Conejo Nup214 Para Wb, Ip, Elisa - P35658

Número de artículo: CM0029792



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NUP214 (SWISS P35658) validado para WB, IP, ELISA. Dirigido a la proteína del complejo del poro nuclear humano Nup214, involucrada en el transporte nucleocitoplasmático y el desensamblaje de la cápside del adenovirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NUP214 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAN; CAIN; IIAE9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8021
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 1251-1350 del NUP214 humano, NP_005076.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P35658
Peso Molecular de la Proteína	214kDa
Envío	Bolsa de hielo