


Anticuerpo Policlonal De Conejo Nur77 Para Wb, If/Icc, Elisa - P22736

Número de artículo: CM0016274



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NUR77 humano (NR4A1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigación sobre señalización de receptores nucleares, inflamación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NUR77 Rabbit pAb
Notas/Alias	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3164
GeneID	3164
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-300 de NUR77 humano (NP_002126.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P22736
Peso molecular de la proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo