

Anticuerpo Policlonal De Conejo Nxn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Dkj4

Número de artículo: CM0024019

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NXN validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con Humano, Ratón, Rata. Ideal para estudios de la vía de señalización Wnt y regulación redox. No conjugado, diana de 48kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo NXN
Observaciones/Alias	NRX; RRS2; TRG-4; NXN
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	64359
ID Gen	64359
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-280 de NXN humano (NP_001192248.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6DKJ4
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo